



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### KC Mask VBF 99.9

#### Termék leírása:

A KC Mask VBF 99.9 egy olyan többször használatos egyéni védőeszköz, mely bizonyítottan megszűri a levegőben található vírusok és baktériumok 99,9%-át.

Maszkjainkban a cserélhető filterek mindkét irányba szűrnek, így nem csak a maszk viselőjét, hanem annak környezetét is a lehető legnagyobb mértékben védik. A filtereket 24 óra után cserélni kell. A maszkot csak a gyártó által biztosított filterrel használja! Amennyiben a maszkot más gyártótól származó filterrel használja, nem garantált a szűrési hatékonyság!


A KC Maskok bőrbarát anyagból készültek ezért biztonsággal hordhatóak, hosszabb használat esetén sem okoz irritációt.

A maszkok két méretben készülnek:

- L (Large) – Nagy méret
- S (Small) – Kis méret

#### Fontos információk a termék használatához:

- Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a csomagolás sértetlen.
- Ne használja olyan helyiségben, ahol az oxigéntartalom kevesebb mint 20%.
- A KC Maszk nem egy porvédő maszk, hanem a levegőben szálló vírus és baktérium nagy hatékonysággal való kiszűrésére készült maszk!
- A KC Maszk vírusszűrője 24 órán át gátolja a vírusok és baktériumok átjutását. Mivel ezt a hatásfokot az arctömítés szivárgása nagymértékben befolyásolja, a maszk felhasználója mindig ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e a maszk a viselés teljes időtartama alatt!
- A vírusvédelem csak akkor hatékony, ha az eszköz illeszkedése a viselés teljes időtartama alatt rendeltetésszerűen történik, a fentiekben leírtak alapján.
- KC Maszk vírusszűrője könnyen eltömődhet poros, szennyezett levegőjű környezetben. Eltömődés esetén a szűrőt azonnal cserélni kell.
- A terméket dobozában, tiszta, illetve száraz helyen, -20°C és +40°C között lehet tárolni, kevesebb mint 70% relatív páratartalom mellett.
- A maszk csak a **filter eltávolítása után**, az alábbi módokon fertőtleníthető:
  1. Forró, forrásban lévő vízzel leforrázva (95°C felett) legalább 1 percig, vagy,
  2. 70% alkoholos fertőtlenítőszerrel (IPA) alaposan átmosva, vagy,
  3. antibakteriális szappanos meleg vízzel átmosva.
- A maszkot **a fertőtlenítéshez nem kell teljesen alkatrészeire szedni!** Elegendő a filter eltávolítása.
- Lehetőleg ne nyomja össze vagy hajtsa össze a terméket tárolása, vagy szállítása során. Mindig tiszta, és fénytől védett környezetben tárolja. (KC Minibagban, fertőtlenített edényben, vagy például fedeles műanyag dobozban.)
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék felhasználhatósági ideje nem járt-e még le, illetve nem sérült-e valahol a maszktest vagy a szűrő!
- A környezeti követelményeknek az eszközök használata és megsemmisítése vonatkozásában, be kell tartani a helyi szabályokat, illetve a hulladékkezelési jogszabályokat!



## KC STRUKTUR

KC Struktur Kft.  
1111 Budapest – HU  
Lágymányosi utca 12/2

Tel: +36 706752023  
VAT: HU26154147-243

[www.kcstruktur.com](http://www.kcstruktur.com)  
[www.kcvirusmask.com](http://www.kcvirusmask.com)  
[www.kcvirusmask.shop](http://www.kcvirusmask.shop)  
E-mail:  
[info@kcstruktur.com](mailto:info@kcstruktur.com)





**KC STRUKTUR**

KC Struktur Kft.  
1111 Budapest – HU  
Lágymányosi utca 12/2

Tel: +36 706752023  
VAT: HU26154147-243

[www.kcstruktur.com](http://www.kcstruktur.com)  
[www.kcvirusmask.com](http://www.kcvirusmask.com)  
[www.kcvirusmask.shop](http://www.kcvirusmask.shop)  
E-mail:  
[info@kcstruktur.com](mailto:info@kcstruktur.com)



## Figyelmeztetés:

- Amennyiben Ön szakállas, vagy bajszot visel, különös alaposan győződjön meg arról, hogy a maszk megfelelően illeszkedjen az arcára, mert a nem megfelelő illeszkedés befolyásolja a maszk szűrésének hatékonyságát!
- **Ne javítsa, ne tisztítsa a szűrőket!** Vigyázzon, hogy a szűrő ne sérüljön meg használat közben! Ne érintse meg a szűrő anyagot, illetve ne nyúljon bele a szűrőházba! Ne érintse meg nyelvvel azt, ugyanis a szűrő így könnyen sérülhet, és nem fogja biztosítani a szűrési hatékonyságát!
- Ha a légzés nehezzé válik, biztonságos környezetben cserélje a szűrőt egy újra, mivel ez jelezheti az eltömődést poros, szennyezett környezetben!
- A maszkhoz csak a KC Struktur Kft. által szállított eredeti szűrőt használjon!
- Ne használja a maszkot más egészségre veszélyt jelentő légköri szennyeződések kiszűrésére, mint amire az tanúsított vagy ajánlott teszttel rendelkezik!
- Ez a maszk, illetve vírus és baktérium szűrő nem véd sem gázokkal, sem a kémiai aeroszol anyagokkal, illetve tűzzel és gőzökkel szemben!
- Ha szédülést tapasztal, ne használja a maszkot! Ha más irritációt, vagy az arcán kellemetlenséget tapasztal, ne használja a maszkot és lépjen kapcsolatba kezelőorvosával!
- A maszkot csak a gyártótól származó pánttal viselje. Amennyiben akár a pántokat, akár a maszk más elemét kicseréli úgy már nem fogja a megfelelő védelmet nyújtani, valamint a gyártó nem vállal a termékre garanciát.
- Ha megsérülne, elszakadna egy alkatrész, csak a gyártó által biztosított alkatrészszel helyettesítse!

A termékek garanciális feltételei az általános értékesítési szerződésben foglaltak határozzák meg. Az általános szerződési feltételeket a [www.kcvirusmask.shop](http://www.kcvirusmask.shop) oldalon találja. Amennyiben kérdése merülne fel, úgy az [order@kcvirusmask.com](mailto:order@kcvirusmask.com) e-mail címen állunk rendelkezésére.

A KC Vírus Maszk adatlapja és a minőségi tanúsítvány a [www.kcvirusmask.shop](http://www.kcvirusmask.shop) honlapról tölthető le.

A megfelelés és a helyes használat érdekében tartsa be az érvényes munkavédelmi szabályokat, a használati útmutatóban megtalálható információkat, igény esetén keresse fel munkavédelmi felelős kollégáját.

Ebben a dokumentumban szereplő információknak való megfelelés nem mentesíti a felhasználót a további, más biztonsági és munkahelyi szabályok betartása alól!

A KC Mask a KC Struktur Kft. védjegye. Regisztrált márka- illetve forma- és mintaoltalommal ellátott termék. Minden jog fenntartva!

## Szimbólumok és jelentésük:

**CE2233** Megfelelési jel + Tanúsító Szervezet azonosítója




Olyan eszközt jelöl, amelyet egyszeri használatra szánunk (filterek)



Jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást.


## Felhelyezési utasítások, illetve használati javaslatok:

1. Mielőtt feltenné a maszkot, ellenőrizze, hogy a keze (védőkesztyűje) tiszta-e. Amennyiben szükséges, fertőtlenítse kezét, illetve a maszkot használat előtt. Lásd az 1. ábrát.
2. Ha a maszk fertőtlenítése forró vízzel vagy bármilyen más magas hőmérsékletű gőzzel történik, a szűrőket mindenféleképpen távolítsa el a szűrőház tartóból, illetve adapterből. Lásd a 2. ábrát.
3. Fertőtlenítés után helyezze vissza a szűrőt/adaptert a helyére, figyeljen a pontos illesztésre. Fokozottan figyeljen arra, hogy ne nyúljon bele ujjával a szűrőbe! Lásd a 3. ábrát.



## Felhelyezési utasítások, illetve használati javaslatok:

4. Húzza az alsó pántot át a fején egészen a nyakáig, majd illessze az arca elé a kezében tartott maszkot úgy, hogy a maszk felső pereme az orrára simuljon, az alsó pereme pedig az álla alá illeszkedjen. Lásd a 4. ábrát.
5. Amikor a maszk az arcával zárt teret alkot, a felső pántot illessze a fejére. Ezt fordítva is megteheti, először a maszkot felhelyezve, majd a pántokat. Legyen óvatos, hogy a pántokat ne szakítsa szét. A pántok 25N szakítóerő hatásra vannak tesztelve. Lásd az 5. ábrát.
6. Állítsa be a pántokat a fejméretének megfelelően. Ezt a beállítást többször is megismételheti, addig, amíg a maszk megfelelően illeszkedik az arcához. Lásd a 6. ábrát.
7. A felső pántot és az alsó pántot is a fejtetőn helyezze el, ha lehetséges, közvetlenül egymás alatt. Második opcióként az alsó pántot a fülek alatt is átvezetheti, ha úgy érzi így jobban zár, illetve kényelmesebb viselnie a maszkot (a tarkó felett). Ügyeljen rá, hogy felhelyezésnél a pántok ne csavarodjanak egymásba, illetve ne szakadjanak el! Lásd az 7. ábrát.
8. Bizonyosodjon meg róla, hogy a pántok nem lazulnak ki használat közben. Ezt segíti a középső nyílás a csatlakozón, ahol át lehet fűzni a pántokat miután megtaláltuk a pontos szorítási méretet. Esetleg ajánlott egy kis csomó kötése a pántokon. Lásd a 8. illetve a 9. ábrát.
9. A pántok hosszát egészen addig állítsa, amíg megfelelő lesz a tömítés arca körül és nem érez befele áramló levegőt máshol, csak a szűrőn keresztül! Ezt ellenőrizheti úgy is, hogy mély levegőt vesz, ha nem szivárog be a levegő a perem mögött akkor helyes a felhelyezés, és hatékony lesz a szűrés.



## A maszk összeszerelése:

A filtertartót helyezze a maszk belsejébe a jelzésnek megfelelően (horony + csap) majd a maszktest külső részére illessze rá a jelzésnek megfelelően a gyűrűt. Még ne nyomja össze! A maszktestet nyomja fel a gyűrű legfelső pontjáig, majd nyomja össze a gyűrűt és a filtertartót, közézarva a maszktestet, majd győződjön meg róla, hogy a maszktest megfelelően illeszkedik-e a filtertartó és a gyűrű között.

**KC STRUKTUR**

KC Struktur Kft.  
1111 Budapest – HU  
Lágymányosi utca 12/2

Tel: +36 706752023  
VAT: HU26154147-243

[www.kcstruktur.com](http://www.kcstruktur.com)  
[www.kcvirusmask.com](http://www.kcvirusmask.com)  
[www.kcvirusmask.shop](http://www.kcvirusmask.shop)  
E-mail:  
[info@kcstruktur.com](mailto:info@kcstruktur.com)



ISO 9001  
QUALITY  
MANAGEMENT



UKAS  
MANAGEMENT  
SYSTEMS

015

